

vedisys Diagnostic Workstation Home

Mit unserer vedisys Diagnostic Workstation Home, haben Sie die Möglichkeit gemäß RÖV qualifiziert von Zuhause aus radiologische Befundungen durchzuführen.

Dieses Paket besteht aus einem großformatigen EIZO Monitor sowie einer HP Workstation im Small Form Factor Design.

Das System wird von uns gemäß DIN 6868-157, von uns geprüft und abgenommen. Die täglichen und halbjährlichen Konstanzprüfungen, kann der Anwender komfortabel mit Hilfe der Software EIZO RadiCS selbstständig durchführen.



Das schlanke Design der verwendeten Komponenten, sorgt für ein ergonomisches und ästhetisches arbeiten von Zuhause. Mit Hilfe der performanten Hardware, sind Sie in der Lage auch großvolumige DICOM Studien effizient zu diagnostizieren und zu bearbeiten.

Individuelle Wünsche bezüglich der Hardware und Software Ausstattung, können mit uns im persönlichen Gespräch gerne definiert werden.